

# کیت امداد

Combat First Aid Kit  
Savaş İlk Yardım Kiti

تولید کننده پانسمان های نوین زخم ، بند آورنده  
خونریزی و ضد عفونی کننده های نانو نقره



ChitoTech<sup>®</sup>  
Inc.

ISO 13485

CE 0476

شرکت کیتوتک یک شرکت دانش بنیان ملی است که تولید کننده پانسمان های نوین ترمیم زخم ، بندآورنده های خونریزی و محلول های ضدغوفونی کننده بدون الکل بر پایه نانو نقره می باشد. محصولات دارای مجوز بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نیز گواهی نامه ISO 13485 CE بوده و محصولات ترمیمی کیتوتک دارای ۵ ثبت اختراع بین المللی از کشورهای انگلستان، آلمان ، فرانسه ، دانمارک و ایرلند و همچنین ۲۲ ثبت اختراع ملی می باشد.

شرایط اورژانس، موقعیتی است که در آن بحث بر سر مرگ و زندگی است و بنابراین نیازمند اقدام صحیح است تا از بحرانی شدن اوضاع پیگیری به عمل آید.



**ChitoTech** is a science - based company and the first in the Middle East. Manufacturing hemostatic, antiseptic solutions and advanced biological wound care products. All products have the approval of Ministry of Health as well as CE and ISO 13485. ChitoTech biological wound care dressings have patents from England, Germany, France, Denmark and Ireland and 22 national patents.

An emergency is a situation that poses an immediate risk to health and life so requires urgent intervention to prevent a worsening of the situation.



**ChitoTech** bilimsel bir şirkettir ve Ortadoğu'da ilkdir. Hemostatik, antiseptik solüsyonlar ve ileri biyolojik yara bakım ürünleri üretmektedir. Tüm ürünler Sağlık Bakanlığı, CE ve ISO 13485 onaylıdır. ChitoTech biyolojik yara sargıları İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka ve İrlanda patentlerine ve 16 ulusal patente sahiptir.

Acil durum, sağlığa ve hayatı karşı büyük risk oluşturan bir durumdur ve kötüye gitmemesi için acil müdahale gereklidir.



## کیتوهم

توصیف : پودر قابل جذب بندآورنده خونریزی حاوی ذرات سلولز اکسید شده بازیافتی برای کلیه خونریزی های شریانی، وریدی و مویرگی.

موارد استفاده:

- کلیه جراحیهای قلب و عروق، گوش و حلق و بینی گرفت، ارتوپدی و لپاراسکوپی
- بافت های نرم
- هموستاز محل آنتیوگرافی
- موارد اورژانس
- مناسب افرادی که مشکلات Coagulopathy دارند.

روش استفاده:

۱- محل زخم را با سیلوسپت ضد عفونی کنید.



۲- بدنه مینی هموگ با کمک شست دست فشار دهید و پودر کیتوهم را به میزان لازم پمپ کنید.

۳- در صورت نیاز اپلیکاتور را بر روی سر مینی هموگ نصب کنید و پودر کیتوهم را به میزان لازم پمپ کنید.

۴- کمتر از ۱ دقیقه خونریزی بند می آید، در صورت تکرار خونریزی مرحله دوم را تکرار کنید. با استفاده از کمپرس خشک با گاز استریل بر محل خونریزی ۲-۳ دقیقه فشار آورید.



## ChitoHem

**Description :** Sterile hemostatic and absorbable powder, containing particles of oxidized polysaccharide which is suitable for all types of bleedings, arterial venous and capillary.

### Main component :

Oxidized Regenerated Cellulose

### Features and benefits :

- Absorbable and readily dissolves in body fluids by amylases
- Biocompatible
- ChitoHem is a powerful hemostatic powder due to its microporous polysaccharide structures
- Complete Hemostasis is achieved in a minutes

### Instruction For Use:

- 1- Clean the bleeding area with SilvoSept spray.
- 2- Using your thumb to press the mini hemovag and pump the desired amount of ChitoHem powder.
- 3- If needed, install the on the mini hemovag and pump the desired amount of ChitoHem powder.
- 4- Less than 1 minute bleeding is stopped if needed, repeat the section 2. Compress the source of bleeding for 2-3 minutes using a dry compress.



## ChitoHem

**Açıklama :** ChitoHem doğal bitkilerden elde edilmiş hemostatik bir polisakkarid tozudur. Arteriyel ve venöz kanamalar başta olmak üzere tüm kanamaları durdurur.

**Ürün İçeriği i :** Bitkisel bazlı polisakkarid toz.

### Özellikleri ve Faydaları :

- Emilebilir ve vücut tarafından kolayca atılır.
- Biyoyumlu
- ChitoHem, mikro gözenekli polisakkarit yapılarındanedeniyle güçlü bir hemostatik tozudur.
- Tam bir hemostaz bir dakika içinde ulaşılır.

### Uygulama Alanları :

- Genel Cerrahi, Jinekoloji, Üroloji, Kardiyovasküler, Ortopedik, KBB ve diğer yumuşak doku cerrahisi ameliyatlarında.
- Yumuşak Doku Cerrahisi
- Anjiyografi
- Kazalar
- Laparoskopik Ameliyatlar

### Kullanım Talimatı :

- 1- Kanamalı bölgeyi SilvoSept yara temizleme sprayi ile temizleyin.
- 2- Kanamalı bölgeye steril gazlı bez ile temizleyin.
- 3- Kanama durdurucu tozu yara üzerine körükli aparat yardımı ile direk püskürün.
- 4- Kanamalı bölgeye 1-2 dakika kuru bir gazlı bez ile yavaşça bastırın.



## باند جنگی

توصیف : باند جنگی یک پاسمنان پیشرفته بند آورنده خونریزی تهیه شده از سلولز اکسیده شده بازیافتی و پد فوق جاذب با کارایی بالاست بطوریکه در آن ۵ مکانیسم در یک باند طراحی گردیده است.

۱. پد بند آورنده خونریزی

۲. پد فوق جاذب

۳. گیره مخصوص جهت اعمال فشار مستقیم در مکان خونریزی

۴. قلاب نگهدارنده باند در محل

۵. باندکشی.

موارد استفاده :

کمک های اولیه مخصوص جراحات و سبع تروماتیک :

● اورژانس

● نیروهای نظامی

● حوادث جاده ای



## Combat Bandage

### Advanced Hemostatic Bandage 5 application in 1 product

**Description :** Combat Bandage is an advanced hemostatic dressing for front line medical professionals. 5 unique features are gathered as one in combat bandage. This product consists of hemostatic dressing supported by superabsorbent pad. A clip device, pressure bar on the dressing that applies compression on the site of bleeding and a hooking ends which secure the bandage tightly, therefore there is no further need for adhesive.

**Main component :** Elastic Bandage + Tourniquet device + Oxidized Regenerated Cellulose + Superabsorbent pad

#### Features & benefits:

- Stops severe bleedings
- Soft and comfortable therefore suitable for all parts of external bleedings
- Sterile
- Quick and easy self-application

#### Application:

First aid in the following case:

- Emergency
- Road accidents
- Military forces
- Life-threatening bleeding

#### Instructions for Use:

- 1- Place super absorbent hemostatic pad on wound.
- 2- Wrap the elastic bandage around bleeding site, then insert it into pressure bar
- 3- Turn the bandage in the opposite direction while it is in the hook and completely fasten it around the location.
- 4- Wrap elastic bandage tightly overpressure bar. Secure hooking ends into elastic bandage.



## Combat Bandage

**Açıklama :** Combat Bandage birinci dereceden sağlık hizmeti sunan profesyoneller için gelişmiş bir sargıdır. Süper emici özellikleri ped ile desteklenmiş hemostatik sargıdan oluşur. Sargı üzerindeki tutucu aygit olan basınç çubuğu (turnike) kanamanın olduğu alana baskı uygular ve kanca görevi gören uçları bandajın sıkıca tutturulmasına sağlar, bu sayede başka bir yapıştırıcı madde kullanılmasına gerek kalmaz.

**Ürün İçeriği i:** Elastik Bandaj+Turnike Aparatı +Süper emici ped+ Oxidized Regenerated Cellulose

#### Özellikleri ve Faydaları :

- Kanamaları durdurur
- Yumuşak ve rahat olduğundan tüm vücut dışı kanamalar için uygulanabilir
- Hızlı ve kolay uygulanabilir

#### Uygulama Alanları :

Aşağıdaki ilk yardım gerektiren durumlarda;

- Acillerde
- Trafik Kazalarında
- Orduda Savaş yaralanmalarında
- Hayati tehlike oluştura kanamalarda

#### Kullanma Talimatı :

- Kanamalı yara üzerine süper emici hemostatik ped yerleştirin.
- Elastik bandajı kanama yeri etrafında sarın, ardından basınç çubugu (turnike aparatı) yerleştirin.
- Bandajı kanca içerisindeyken ters yönde çevirin ve yeri tamamen sıkın.
- Elastik bandajı sıkıca turnike aparatına sarın. Güvenli çengelle sabitleyerek uygulamayı tamamlayın.

## سیلوسپت زخم

توصیف : محلول مخصوص ضد عفونی کردن انواع زخم تهیه شده از نانوکلروئیدنقره که قادر است طیف وسیعی از میکروارگانیسم های بیماری زا را از میان ببرد.

موارد استفاده :

- ضد عفونی کردن انواع زخم
- ضد عفونی کننده مناسب زخم های ناشی از تروما

روش استفاده :

- ۱- سیلوسپت را بر روی محل زخم اسپری نمایید. این عمل را چندین بار تکرار کنید. پس از مصرف محل را خشک نکنید.



### SilvoSept Wound Wound Irrigation Solution

#### Description:

Antimicrobial wound spray special for cleaning wounds which can eliminate wide range of pathogenic viruses, bacteria and fungus.

**Main component :** Nano colloidal silver

#### Features and benefits:

- Alcohol free
- Odor and colorless
- No irritation, no sensitivity
- No toxicity
- Effectiveness time: 3 minutes

#### Applications:

- Cleaning all wounds
- Suitable antiseptic for trauma

#### Instruction For Use:

Shake well before use and spray on the affected area. Repeat the action several times. Do not dry after use.



### SilvoSept Antiseptik Yara Yıkama Solüsyonu

#### Açıklama :

Patojenik virusleri, bakteri ve mantarları ortadan kaldırın yaraları temizlemek için özel antimikrobiyal yara spreyi.

**Ürün İçeriği i :** Nano Colloidal Silver

#### Özellikleri ve Faydaları :

- Alkolsüz
- Kokusuz ve renksiz
- Tahrış etmez ve hassasiyet oluşturmaz
- Toksitsite yok
- Etki gösterme süresi : 3 dakika içerisinde etkinlik başlar.

#### Uygulama Alanları:

- Tüm yaraların temizliğinde kullanılır.
- Travmalar için uygun antiseptiktir.

#### Kullanma Talimatı :

- Kullanmadan önce iyice çalkalayın ve etkilenen yüzeye püskürün. Eylemi birkaç kez tekrarlayın. Kullanımından sonra uygulanan yüzeyi kurutmayın.
- Elinizi SilvoSept El Antiseptiği ile temizleyiniz.
- Bölgeyi tedavi için traş edin ve SilvoSept Antiseptik Yara Yıkama Solüsyonu uygulayın.



## کیف های خود امدادی

کیف خود امدادی تک نفره به رزمنده این امکان را می دهد تا در شرایط جنگی و زیر آتش از جراحات های واردہ که عمدتاً در اثر اصابت گلوله و یا ترکش ایجاد می شود از خود تا رسیدن تیم امداد محافظت نماید. همچنین این کیف دارای تجهیزات اولیه امداد برای جلوگیری از خونریزی، آسیب های تنفسی و انسداد راه های هوایی می باشد. این کیف قابلیت نصب بر روی کوله پشتی و کمربند و جلیقه حمل تجهیزات را دارد.

### محتویات :



#### Advanced

Dimensions : 17cm W x 14cm H x 6cm D

Weight : 900 g



#### محصولات کیتوتک

سیلوسپت زخم

باند جنگی

هموگاز

ژل کیتوهیل

گاز واژلینه

سایر محصولات

گاز استریل فشرده شده

باند رولی فشرده شده

باند کشی با پهنهای ۱۰ سانتی متر

کارو

چسب سیل کننده جراحات قفسه سینه

لوله راه هوایی بینی

نیدل کتنر ۸ سانتی متری

قیچی ترومما دستکش معاینه

پچ امداد و نجات



#### General

Dimensions : 15cm W x 9cm H x 9cm D

Weight : 700 g



## INDIVIDUAL CASUALTY TREATMENT BAG

This Individual Treatment bag provides every combatant the ability to perform self-aid and buddy aid at the point of injury. The bag includes the required supplies to treat air way, breathing and life threatening hemorrhage injuries. These are the leading causes of death on the battlefield. This bag is designed to wear on molle vest, a gun belt or drop down leg configuration.



### Content:

#### ChitoTech Products

**SilvoSept Wound  
Combat Bandage  
HemoGauze  
ChitoHeal Gel  
Petrolatum Gauze (10×100 cm)**

#### Other Products

Compressed Gauze  
Compression Bandage  
10 cm ACE Bandage  
Soft – T Tourniquet  
Bolin chest seal  
Nasopharyngeal Airway – 28 fr w / lubricant  
eedle Catheter – 14 g / 8 cm , Trauma Scissors  
Exam Gloves – pair  
Multi – Cross Patch  
Casualty Assistance Card w / pencil



### İçerik:

#### ChitoTech Ürünler

**SilvoSept Wound  
Combat Bandage  
HemoGauze  
ChitoHeal Jel  
Petrolatum Gauze (10×100 cm)**

#### Dünger Ürünler

Kompresyon Sargı Bezleri  
Kompresyon Bandajı  
10 cm ACE Bandajı  
Yumuşak T Turnikesi  
Bolin Göğüs Tıkağı  
Nazofaringeal Hava Yolu 28 fr / lubricant  
İğne kateteri 14 g/8 cm  
10 cm \* 1 m Petrolatımlı Bez  
Travma Makası  
Muayene eldiveni – çift  
Çoklu çapraz yama  
Yaralı Destek Kartı ve kaleml



## BİREYSEL YARA TEDAVİ ÇANTASI

Bu Bireysel Yara Tedavi Çantası, her askere kendi ve ekip arkadaşına, yaralanması halinde ilk yardım uygulama imkanı sağlamaktedir. Çanta; hava yolu, solunum ve tehlikeli kanamalı yaralanmalar için gerekli malzemeleri içermektedir. Bunlar savaş alanlarında başlıca ölüm nedenleridir. Çanta genel amaçlı yelek üstüne giyilebilir. Tüfek kayışına veya bacağa takılabilir.

## کیف امداد تیمی

این کیف برای یک گروه ۳ الی ۴ نفره طراحی شده است تا در شرایط جنگی و جراحت های زیر آتش برای عملیات امداد تیمی مورد استفاده قرار گیرد. این کیف قابلیت اتصال به کوله پشتی رزمندہ را دارد و محتویات آن طوری انتخاب شده است که با وجود اثر بخشی مناسب ابعاد کوچکی را داشته باشد. اتصال این کیف به کوله پشتی رزمندہ طوری طراحی شده است که جدا کردن آن در سریع ترین زمان ممکن انجام می شود.

این کیف دارای تجهیزات اولیه امدادی برای جلوگیری از خونریزی ، مدیریت آسیب های تنفسی ، برطرف کردن انسداد راه های هوایی و پانسمان های عمومی می باشد.



Dimensions : 18cm W x 18cm H x 9cm D

Weight : 1400 g

### محتویات :

#### محصولات کیتوتک

سیلوسپت رخم

باند جنگی

هموگاز

ژل کیتوهیل

گاز واژلینه

سایر محصولات

گاز استریل فشرده شده

باند رولی فشرده شده

باند کشی با پهنهای ۱۰ سانتی متر

گارو

چسب سیل کننده جراحات قفسه سینه

لوله راه هوایی بینی

آئی وی کتتر ۸ سانتی متری

قیچی ترومدا دستکش معاینه

پچ امداد و نجات





## TEAM MEDICAL BAG

This bag provides the supplies for 3-4 people. The aim is to perform buddy aid in tactical situation. This bag it may be used alone or it is used best to augment a team's Individual Medical bags. Bag includes all the required supplies to treat airway breathing and life threatening hemorrhage injuries. The pouch is uniquely designed to wear on the back of a tactical vest or gun belt. It has a "cut away pillow" which allows quick removal and an orderly treatment of a casualty.



### Contents :

#### ChitoTech Products

- SilvoSept Wound**
- Combat Bandage**
- HemoGauze**
- ChitoHeal Gel**
- Petrolatum Gauze (10×100 cm)**

#### Other Products

- Compressed Gauze
- Compression Bandage
- 10 cm ACE Bandage
- Soft – T Tourniquet Bolin chest seal
- Nasopharyngeal Airway – 28 fr w / lubricant
- IV Catheter – 14 g / 8 cm Trauma Scissors
- Exam Gloves – pair
- Multi – Cross Patch
- Casualty Assistance Card w / pencil



### İçerik :

#### ChitoTech Ürünler

- SilvoSept Wound**
- Combat Bandage**
- HemoGauze**
- ChitoHeal Jel**
- Petrolatum Gauze (10×100 cm)**

#### Diger Ürünler

- Kompresyon Sargı Bezleri
- Kompresyon Bandajı
- 10 cm ACE Bandajı
- Yumuşak T Turnikesi
- Bolin Göğüs Tıkaç
- Nazofaringeal Hava Yolu 28 fr /yağ
- İgne kateteri 14 g/8 cm
- 10 cm \* 1 m Vazelinli Bez
- Travma Makası
- Muayene eldiveni – çift
- Çoklu çapraz yama
- Yaralı Destek Kartı ve kalem



## EKİP TİBBİ ÇANTASI

Bu çanta 3-4 kişi için malzeme içerir. Amacı, herhangi bir yaralanma halinde ekip arkadaşına ilk yardım uygulamaktır. Bu çanta tek başına kullanılabilir veya ekibin bireysel tıbbi ekipmanlarını desteklemek amacıyla kullanılabılır. Çanta; hava yolu, solunum ve tehlikeli kanamalar için gerekli malzemeleri içermektedir. Asker yeleği, cep veya tükek kayışının arkasına takılacak şekilde özel tasarlanmıştır. Hızla alınabile ve yaranın uygun biçimde tedavisini sağlayan kesme yastığı içerir.

## کیف امداد رسانی دسته

این کیف برای امداد رسانی یک گروه نظامی که تعداد افراد آن بین ۶ الی ۹ نفر می باشد ، ارائه شده با استفاده از محتویات این کیف می توان جراحت های شخص مصدوم را مدیریت کرد. کیف ارائه شده به دلیل فرم هندسی خاصی که دارد بسیار جادار بوده و امکان نصب بر روی کمربند و کوله پشتی را دارد است. به دلیل طراحی ارگونومیک آن و دسترسی کامل به تمام محتویات ، امداد گر با سرعت و سهولت بسیار زیادی می تواند عملیات امداد نجات را انجام دهد.

### محتویات :

#### محصولات کیتوتک

سیلوسپت زخم  
باند جنگی  
هموگاز  
ژل کیتوهیل  
گاز واژلینه

سایر محصولات

گاز استریل فشرده شده  
پانسمان و پد ترومما  
باند رولی فشرده شده  
باند کشی با پهنهای ۱۰ سانتی متر  
گارو بند قفل شونده مخصوص تزریقات  
چسب سیل کننده جراحات قفسه سینه  
لوله راه هوایی بینی

آی وی کتتر ۸ سانتی متری آتل جمع شونده حلقوی مخصوص شکستگی  
چسب رولی ۲ و ۵ سانتی متری  
قیچی ترومما  
دستکش معاینه  
پچ امداد و نجات



Dimentions : 30cm W x 15cm H x 15cm D

Weight : 2700 g



## SQUAD MEDICAL BAG

This Squad Bag provides the 6 – 9 man squads with the ability to perform more complete buddy aid. The bag includes the required medical supplies to treat life threatening injuries and will generally provide for 1 – 2 seriously wounded casualties. The bag is extremely unique that it has a “cut away pillow” that allows rapid employment from a gun – belt or molle system. This bag contains Multi – Loop™ retainer throughout the inside of the bag. Multi – Loop™ is a unique highly configurable retention system that can be moved and exchanged throughout the bag to allow maximum configuration options.



### Contents :

#### ChitoTech Products

- SilvoSept Wound**
- Combat Bandage**
- HemoGauze**
- ChitoHeal Gel**
- Petrolatum Gauze (10×100 cm)**

#### Other Products

- Compressed Gauze
- Trauma Wound Dressing
- Compression Bandage
- 10 cm ACE Bandage
- Soft – T Tourniquet
- Saline Lock – Constricting Band
- Bolin chest seal,
- Nasopharyngeal Airway – 28 fr w / lubricant
- IV Catheter – 14 g / 8 cm
- SAM Splint
- Trauma Scissors
- Exam Gloves – pair
- Cloth Tape 2 cm & 5 cm
- Multi – Cross Patch
- Casualty Assistance Card w / pencil



### İçerik :

#### ChitoTech Ürünler

- SilvoSept Wound**
- Combat Bandage**
- HemoGauze**
- ChitoHeal Jel**
- Petrolatum Gauze (10×100 cm)**

#### Diğer Ürünler

- Kompresyon Sargı Bezleri
- Travma Sargası
- Kompresyon Bandajı
- 10 cm ACE Bandajı
- Yumuşak T Turnikesi
- Salın Sıkıştırıcı Bant
- Bolin Göğüs Tikacı
- Nazofaringeal Hava Yolu 28 fr /yağ
- IV kateteri 14 g/8 cm
- SAM Atel
- Travma Makası
- Muayene eldiveni – çift
- Bez şerit 2 cm & 5 cm
- Çoklu çapraz yama
- Yaralı Destek Kartı ve kaleml



## BÖLÜK TİBBİ ÇANTASI

Bu bölüm çantası, 6-9 kişilik böülüklere arkadaşlarına daha eksiksiz ilk yardım uygulama imkanı verir. Çanta hayatı tehlike oluşturan yaraları tedavi edecek tıbbi malzemeler içerir ve genellikle 1-2 ağır yaralının tedavisini sağlar. Çanta, tüfek kayışından veya genel amaçlı sistemden hızla alınabilecek bir “kesme yastığı” ile son derece özgündür. Bu çantanın içinde boydan boyaya Multi-Loop™ sabitleyiciler bulunmaktadır. Multi-Loop™, çantanın içinde taşıınıp değiştirilerek maksimum konfigürasyon seçenekleri sağlayan oldukça ayarlanabilir eşsiz bir muhafaza sistemidir.

## کیف امداد خودرویی

کیف پشتیبانی بعد از حمله ، امکان امداد رسانی در هنگام خروج از منطقه آتش را فراهم می کند. با استفاده از محتويات اين کیف می توان تهدیدات جدی خونریزی و جراحت های سیستم تنفسی دو شخص مصدوم را که توسط تیم امداد از خط مقدم در حال خروج می باشند مدیریت کرد.

این کیف برای حمل توسط خودروی نظامی و یا هلیکوپتر طراحی شده است. در طراحی این کیف برای بالا بردن دقیق و سرعت عملکرد امدادگر به دسترسی سریع و دید کامل تجهیزات داخلی ، بسیار توجه شده است.

### محتويات :

#### محصولات کیتوتک

سیلوسپت زخم

باند جنگی

هموگاز

ژل کیتوهیل

گاز واژلینه

#### سایر محصولات

گاز استریل فشرده شده

پانسمان و پد ترومما

باند رولی فشرده شده

باند کشی با پهنهای ۱۵ ساعتی متر

کارو

بند قفل شونده مخصوص تزریقات

چسب سیل کننده جراحات قفسه سینه

لوله راه هوایی بینی

آی وی کتر ۸ ساعتی متری آتل جمع شونده حلقوی مخصوص شکستگی

چسب رولی ۲ و ۵ ساعتی متری

پد شکمی ۴۰ \* ۳۰ ساعتی متری

پوشش ضد آب برای پوشاندن مجروح

پارچه مثلثی روی دهان

اسپری ضد عفونی کننده

قیچی ترومما

دستکش معاینه

پچ امداد و نجات



Dimentions : 33cm W x 48cm H x 18cm D

Weight : 9500 g



## POST ASSAULT CASUALTY TREATMENT BAG

This provides the necessary tools to treat and "package" two casualties for evacuation. It is simple enough for combat first responders and comprehensive enough for skilled medics to provide appropriate treatment. It is ideal to augment combat vehicles and rotary – wing aircraft. The bag design allows care providers to rapidly utilize the content and it comes with mounting attachments for rapid employment.



### Contents :

#### ChitoTech Products

- SilvoSept Wound**
- Combat Bandage**
- HemoGauze**
- ChitoHeal Gel**
- Petrolatum Gauze (10×100 cm)**

#### Other Products

- Compressed Gauze
- Trauma Wound Dressing
- Compression Bandage
- 15 cm ACE Bandage
- Soft – T Tourniquet
- Saline Lock – Constricting Band
- Bolin chest seal
- Nasopharyngeal Airway – 28 fr w / lubricant
- IV Catheter – 14 g / 8 cm
- SAM Splint Trauma Scissors
- Exam Gloves – pair
- Cloth Tape 2 cm & 5 cm
- 30 \* 40 cm abdominal Dressing
- Blizzard Hypothermia bag
- Cravat (Triangular Bandage )
- Multi – Cross Patch
- Casualty Assistance Card w / pencil



### İçerik :

#### ChitoTech Ürünler

- SilvoSept Wound**
- Combat Bandge**
- HemoGauze**
- ChitoHeal Jel**
- Petrolatum Gauze (10×100 cm)**

#### Diğer Ürünler

- Kompresyon Sargı Bezleri
- Travma Sargısı
- Kompresyon Bandajı
- 15 cm ACE Bandajı
- Yumuşak T Turnikesi
- Salın Sıkıştırıcı Bant
- Bolin Göğüs Tıkaç
- Nazofaringeal Hava Yolu 28 fr /yağ
- IV kateteri 14 g/8 cm
- SAM Atel
- Travma Makası
- Muayene eldiveni – çift
- Bez şerit 2 cm & 5 cm
- 30\*40 cm Karın sargısı
- Tipi Hipotermi torbası
- Kravat (Üçgen bandaj)
- Antibakteriyel sprey
- Çoklu çapraz yama
- Yaralı Destek Kartı ve kaleml



## SALDIRI SONRASI YARA TEDAVİ ÇANTASI

İki yaralının tedavi edilmesi ve tahliyesi için ilk yardım sağlayan malzemeleri içerir. İlk yardım için yeterince basit ve uzman sağlık ekiplerinin uygun tedaviyi uygulayabileceği kadar yeterli içeriğe sahiptir. Her türlü savaş araçlarında ve hava taşıtlarında bulundurmak için idealdir. Çantanın tasarımını, sağlık ekiplerinin içindekileri hızla kullanabilmesini sağlar. Hızlı kullanılabilmesi için uygun montaj ekipmanlarına sahiptir.

## کیف امداد حمله

این کیف برای عملیات امداد رسانی یک گروه ۷ الی ۲۰ نفره طراحی شده است ، با استفاده از محتویات این کیف می توان تهدیدات جدی خونریزی و جراحت های سیستم تنفسی سه شخص مسدوم را که توسط تیم امداد از خط مقدم در حال خروج می باشند مدیریت کرد.

این کیف به صورت یک کوله پشتی ارگونومیک برای حمل توسط یک رزمnde امدادگر طراحی شده است. در طراحی این کیف بالا بردن دقت و سرعت عملکرد امدادگر به دسترسی سریع و دید کامل تجهیزات داخلی ، پنل های بازشویی تعییه شده است که تمامی اقلام بر روی آن قرار می گیرد.

### محتویات :

#### محصولات کیتوتک

سیلوسپت زخم

باند جنگی

هموگاز

ژل کیتوهیل

کاز واژلینه

سایر محصولات

کاز استریل فشرده شده

پانسمان و پد ترومما

باند رولی فشرده شده

باند کشی با پهنهای ۱۵ ساعتی متر

گارو بند قفل شونده مخصوص تزریقات

چسب سیل کننده جراحات قفسه سینه

لوله راه هوایی بینی

لوله راه هوایی حلق بالن دار

سیستم تنفس مصنوعی دستی

ساکشن دستی

آی وی کتر ۸ ساعتی متری

آتل جمع شونده کشویی و حلقوی مخصوص شکستگی

چسب رولی ۲ و ۵ ساعتی متری

پد شکمی ۴۰ \* ۳۰ ساعتی متری

پوشش ضد آب برای پوشاندن مجرح

پارچه مثلثی روی دهان

اسپری ضد عفونی کننده

قیچی ترومما

دستکش معاینه پچ امداد و نجات

Dimentions : 30cm W x 50cm H x 17cm D

Weight : 300 g





## ASSAULT MEDICAL BAG

This bag is our line of medical packs that are best used by dedicated care provide medical supplies to deliver coverage for 7 – 20 man elements by augmenting their personal and team medical equipment. The LK 500 series will generally treat 2 critical casualties and select additional traumatic wounds.



### Contents :

#### ChitoTech Products

- SilvoSept Wound**
- Combat Bandage**
- HemoGauze**
- ChitoHeal Gel**
- Petrolatum Gauze (10×100 cm)**

#### Other Products

- Compressed Gauze
- Trauma Wound Dressing
- Compression Bandage
- 15 cm ACE Bandage
- Soft – T Tourniquet
- Saline Lock – Constricting Band
- Bolin chest seal
- Nasopharyngeal Airway – 28 fr w / lubricant
- BVM Resuscitator
- King LT – D Airway
- Easy Suction
- Drug Bos
- OTD Traction Splint
- IV Catheter – 14 g / 8 cm
- SAM Splint
- Trauma Scissors
- Exam Gloves – pair
- Cloth Tape 2 cm & 5 cm
- 30 \* 40 cm abdominal Dressing
- Blizzard Hypothermia bag
- Cravat (Triangular Bandage)
- Multi – Cross Patch
- Casualty Assistance Card w / pencil



### İçerik :

#### ChitoTech Ürünler

- SilvoSept Wound**
- Combat Bandage**
- HemoGauze**
- ChitoHeal Jel**
- Petrolatum Gauze (10×100 cm)**

#### Diğer Ürünler

- Kompresyon Sargı Bezleri
- Travma Sargısı
- Kompresyon Bandajı
- 15 cm ACE Bandajı
- Yumuşak T Turnikesi
- Salin Sıkıştırıcı Bant
- Bolin Göğüs Tıkaç
- Nazofaringeal Hava Yolu 28 fr /yağ
- BVM Solunum Cihazı
- King LT – D Hava Yolu
- Kolay Emiş
- İlaç Torbası
- OTD Traksiyon Ateli
- IV kateteri 14 g/8 cm
- SAM Atel
- Travma Makası
- Muayene eldiveni – çift
- Bez şerit 2 cm & 5 cm
- 30\*40 cm Karın sargısı
- Tipi Hipotermi torbası
- Kravat (Üçgen bandaj)
- Antibakteriyel sprey
- Çoklu çapraz yama
- Yaralı Destek Kartı ve kalem




## SALDIRI TİBBİ ÇANTASI

Bu çanta, en iyi şekilde özel sağlık uzmanları tarafından kullanılan, 7-20 kişilik grupların kişisel ve ekip tıbbi ekipmanlarını artırarak koruma sağlayan tıbbi paket serimizdir. LK 500 serisi genellikle 2 kritik yaralıyı ve diğer travmatik yaraları tedavi eder.

Manufacturer of Advanced wound care ,  
hemostatic and nano Silver antiseptics

New Thinking In Health Care

کیتو تک



Central Office : Unit 9 & 11 , East Wing , No.83 , Khaghani Building , Somayeh Ave. , Tehran , Iran  
Post Code : 1571838318      Tel : +98 21 88321517-9      Fax : +98 21 88835224      [www.chitotech.com](http://www.chitotech.com)